



Les règles d'or de l'utilisation des HOTTES DE LABORATOIRE





1. S'assurer que la hotte fonctionne.

2. Garder le volet abaissé, sauf au moment de travailler dans la hotte.



3. Soulever le volet au minimum nécessaire pour effectuer le travail.


4. Travailler de six à huit pouces à l'intérieur du cadre du volet.



5. Veiller à ce que la zone de la hotte soit dégagée et que l'évent arrière ne soit pas obstrué.

6. Relever l'équipement sur la surface de travail de la hotte.

(Utiliser des « beignes » en PVC et non des pièces de bois.)



7. Retirer les articles inflammables ou non nécessaires.

8. Comprendre les limites des hottes de laboratoire.



9. Inspecter le fonctionnement des hottes au moins une fois par année et les câbles du volet tous les deux à trois ans.

10. Porter l'équipement de protection individuelle adéquat.



11. Faire passer les fils, les câbles et les tuyaux sous le profil de la surface.

12. Entrer et sortir les bras de la hotte lentement.